

RIA-mat 280® - az egyetlen teljesen automata analizátor radioaktív izotópos jelölésű immunkémiai mérésekhez

Működési mód

- Sorozatmérés (batch)
- Szelektív sorozatmérés (max. 4 különböző teszt végezhető egyszerre)

Mintaadagolás

- 140 elsődleges mintahely

Reagens adagolás

- Egyszerre max. 4 paraméter reagensének betöltése és futtatása lehetséges

Reagens koncepció

- 1-125 jelölési technika
- Hordozó: bevont cső vagy bevont gyöngy
- Nyitott rendszer

Kalibráció

- Teljes standardsor mérés vagy 2-pontos rekálibráció

Működési teljesítmény

- Egyidejűleg maximálisan 280 meghatározás végezhető

Software



- Gyors adatátvitel, kétirányú host- computer kapcsolat
- Eredmény dokumentáció
- QC program
- 100 különböző teszt-protokoll programozható
- Eredmény számítás: lineáris, logit, vagy spline

További rendszer jellemezők

- Moduláris rendszer részei:
- Automata mintavevő
- Inkubátor
- Mosó egység
- Gamma számláló

Méreték

- Szélesség: 200 cm
- Mélység: 85 cm
- Magasság: 80 cm
- Tömeg: 150 kg



Diósd, Álmos fejedelem u. 27.

info@ budalabor.hu www.budalabor.hu
Tel: 06-1-424-0961 Fax: 06-1-226-2064